

PERFOSKIN COMPLEX

МИКРОИГОЛЬЧАТАЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ ТЕЛА – ПРОЦЕДУРА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ СТРИЙ

Стрии – одна из разновидностей атрофических рубцов, которые проявляются в виде полосовидных кожных изменений различного цвета – от красно-фиолетового до почти белого. Одной из частых причин возникновения стрий является длительное перерастяжение кожи на фоне беременности или резкого набора веса. В результате фибробласты не справляются с синтезом коллагена и эластина в нужных количествах, разрушается сетчатый слой дермы при сохранении эпидермиса.

Процедура микроигольчатой редермализации тела – это микроинвазивная эстетическая процедура, направленная на индукцию синтеза коллагена, физиологическое обновление кожи, повышение ее эластичности и, как результат, устранение или уменьшение выраженности стрий.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап. Местная анестезия (фото 1)

При необходимости используем анестезирующий крем или другое средство для местного обезболивания на участках, где будет проводиться процедура. Очистку и дезинфекцию кожи проводим антисептическим средством для местного применения.

2 этап. Сборка Perfoskin Complex (фото 2)

Perfoskin Complex состоит из:

- Perfoskin Device – стерильного медицинского изделия одноразового использования для проведения физиологической реставрации кожи необходимой зоны;
- Perfoskin Prederm – медицинского средства, содержащего 5 мл активных ингредиентов: 0,55% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (нестабилизированной) и янтарную кислоту.

3 этап. Процедура микроигольчатой редермализации (фото 3–5)

Процедура с Perfoskin Comple[сочетает в себе микроигольчатую терапию с одновременным внутридермальным введением активных веществ. В ходе процедуры прорабатываем максимально короткие участки растянутой кожи, соблюдая линии натяжения кожи (линии Лангера), в нескольких направлениях, в зависимости от проблемы.

4 этап. Постпроцедурный уход (фото 6)

Распыляем на обработанные участки постпроцедурный спрей Profi DeLux, обеспечивая формирование на поверхности кожи защитной микропленки.

Продолжительность процедуры: 45–60 минут.

Продолжительность терапии: курс составляет индивидуально (от 3 до 8 процедур).

В случае сниженного тургора и сухости кожи можно достичь видимого эффекта уже через 2 процедуры с интервалом около 7 дней. Наличие стрий, рубцов требует более длительного курса – минимум 3 процедуры с интервалом около 7 дней.

Табл. Расход препаратов

| Название | Объем / количество | Цена для косметолога | Расход на 1 процедуру | Количество процедур | Себестоимость, евро |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Анестезирующий крем | 30 г | 12,5 | 10 г | 3 | 4,17 |
| Perfoskin Complex | 1 шт. | 44,4 | | 1 | 44,4 |
| Постпроцедурный спрей Profi DeLux | 150 мл | 11,48 | 10 мл | 15 | 0,77 |

Итого: 49,34

